

Rabbit Anti-Goat IgG (Fc) 단편 Mab

품목 번호: CM0007327

소개

로 접합된 염소 IgG Fc 단편을 표적하는 토끼 단일클론 항체, 유세포 분석(FC)에서 검증됨. 면역분석법 및 염소 샘플 시스템에서의 2차 검출에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Goat IgG (Fc) 단편 mAb
종	염소
면역원	염소 IgG (Fc) 단편의 재조합 단백질
원산지	토끼
분류	단일클론 항체
응용 분야	FC
교차 반응성	염소
배송	아이스백