

Rabbit Anti-Goat IgG (Fc) 단편 Mab

품목 번호: CM0010190

소개

염소 IgG (Fc) 단편을 표적으로 하는 이 접합된 토끼 단일클론 항체로, 유세포 분석 응용에 적합합니다. 연구 및 진단 분석에서 염소 IgG의 특이적 검출을 위해 설계되었습니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit Anti-Goat IgG (Fc) 단편 mAb
종	염소
면역원	염소 IgG (Fc) 단편의 재조합 단백질
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	FC
교차 반응성	염소
배송	아이스백