

Rabbit Anti-Goat Igg (Fc) Fragment Mab - Goat Igg (Fc) Fragment

품목 번호: CM0006533

소개

접합 토끼 단일클론 항체는 염소 IgG Fc 단편에 특이적입니다. 유세포 분석에서 검증되었으며, 연구 및 진단 분석에서 염소 면역글로불린을 검출하는 데 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	세부 정보
제품명	Rabbit anti-Goat IgG (Fc) fragment mAb
종(Species)	염소 (Goat)
항원(Immunogen)	염소 IgG (Fc) 단편의 재조합 단백질
공급원(Source)	토끼 (Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
응용	FC (유세포 분석)
교차 반응성	염소 (Goat)
배송	아이스 백 (Ice bag)