

Rabbit Anti-Goat IgG (Fc) Fragment Mab

품목 번호: CM0007217

소개

유세포 분석(Flow Cytometry) 용도로 염소 IgG (Fc) 단편을 표적하는 결합 토끼 단일클론 항체입니다. 염소 Fc 영역에 특이적으로 결합하여 교차 반응성을 최소화합니다. 다색 면역형광 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Rabbit anti-Goat IgG (Fc) fragment mAb
종(Species)	염소 (Goat)
면역원(Immunogen)	염소 IgG (Fc) 단편의 재조합 단백질
공급원(Source)	토끼 (Rabbit)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
응용 분야	유세포 분석 (Flow Cytometry, FC)
교차 반응성	염소 (Goat)
배송	아이스백 (Ice bag)