

토끼 항-염소 IgG (Fc) 단편 단클론 항체

품목 번호: CM0005290

소개

유세포분석을 위한 염소 IgG Fc 단편을 표적하는 접합 토끼 단클론 항체입니다. 면역 분석에서 염소 IgG 검출에 이상적입니다. 염소 IgG와 교차 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	토끼 항-염소 IgG (Fc) 단편 mAb
종	염소
항원	염소 IgG (Fc) 단편의 제조합 단백질
공급원	토끼
카테고리	단클론 항체
응용	FC
교차 반응성	염소
배송	아이스 팩