

Wb, Elisa용 토끼 항-Hnf4A 다클론 항체 – Hnf4A

품목 번호: CM0013448

소개

HNF4a (HNF4alpha)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블로팅 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스와 교차 반응합니다. 간 특이 유전자 조절 및 간세포 기능 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

| 매개변수                     | 값                                                          |
|--------------------------|------------------------------------------------------------|
| 제품명                      | HNF4a Rabbit pAb                                           |
| 비고/별칭                    | Hnf4; HNF-4; MODY1; Nr2a1; Tcf14; TCF-14; Hnf4alpha; HNF4a |
| 종(Species)               | 마우스(Mouse)                                                 |
| 유전자 ID (인간)              | 3172                                                       |
| 유전자 ID (마우스)             | 15378                                                      |
| 항원(Immunogen)            | 인간 HNF4a (NP_000448.3)의 아미노산 100-200 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드    |
| 공급원(Source)              | 토끼(Rabbit)                                                 |
| 카테고리                     | 다클론 항체(Polyclonal Antibodies)                              |
| 응용(Application)          | WB, ELISA                                                  |
| 교차 반응성(Cross Reactivity) | 마우스(Mouse)                                                 |
| 단백질 분자량(Protein Weight)  | 51kDa/52kDa                                                |
| 배송(Shipping)             | 아이스 팩(Ice bag)                                             |