


Wb 및 Elisa용 토끼 다클로날 항-Hpcal1 항체 - P37235

품목 번호: CM0024317



소개

웨스턴 블롯(Western blot) 및 ELISA에 적용하며, KO(녹아웃)로 검증된 고품질의 HPCAL1(Hippocalcin-like protein 1) 토끼 다클로날 항체입니다.

인간(Human), 마우스(Mouse), 랫(Rat)과 교차 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	[KO 검증됨] HPCAL1 Rabbit pAb
비고/별칭	BDR1; HLP2; VILIP-3; L1
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	3241
GeneID	3241
면역원(Immunogen)	인간 HPCAL1 (NP_002140.2)의 아미노산 1-193에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫(Rat)
SWISS	P37235
단백질 분자량	22kDa
배송(Shipping)	아이스백