


Rabbit Anti-Human Axl Monoclonal Antibody For Flow Cytometry - P30530

품목 번호: CM0008790



소개

유세포분석용 ABflo 488 접합 토끼 항-인간 AXL 단일클론 항체. 인간 AXL (P30530)을 표적하며, 세포 생존, 증식 및 선천성 면역에 관여하는 수용체 티로신 키나제입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human AXL mAb
비고/별칭	ARK; UFO; JTK11; Tyro7
종	Human
유전자 ID (인간)	558
유전자 ID	558
면역원	재조합 단백질 인간 AXL (NP_068713.2)의 아미노산 33-449에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	Rabbit
카테고리	단일클론 항체
응용	FC
교차 반응성	Human
SWISS	P30530
단백질 분자량	98kDa
배송	아이스 팩