

Rabbit Anti-Human Bcl6 Mab - P41182

품목 번호: CM0004938



소개

에 접합된 Anti-BCL6 단클론 항체로, 인간 샘플에 대한 세포 내 유세포 분석(FC)용으로 검증되었습니다. 생식 중심 B세포 및 림프종 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human BCL6 mAb
비고/별칭	BCL6; BCL5; BCL6A; LAZ3; ZBTB27; ZNF51; B-cell CLL/lymphoma 6
종(Species)	Human
GeneID	604
항원(Immunogen)	인간 BCL6 (NP_001124317.1)의 아미노산 235-350에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	단클론 항체
응용(Application)	FC (intra)
교차 반응성	Human
SWISS	P41182
단백질 분자량	72kDa/78kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)