

## Rabbit Anti-Human Bcl6 Monoclonal Antibody For Flow Cytometry (Intracellular) - P41182

품목 번호: CM0011455



### 소개

세포내 유세포 분석(intracellular flow cytometry)에 대해 검증된, 인간 BCL6를 표적하는 접합 토끼 단일클론 항체. 생식 중심 B세포 및 림프종 연구를 위해 설계되었으며, P41182 단백질에 대한 특이성을 가집니다.

### 자세히 알아보기

| 매개변수    | 값                                                                    |
|---------|----------------------------------------------------------------------|
| 제품명     | Rabbit anti-Human BCL6 mAb                                           |
| 비고/별칭   | BCL5; LAZ3; BCL6A; ZNF51; ZBTB27                                     |
| 종       | 인간(Human)                                                            |
| GeneID  | 604                                                                  |
| 면역원     | 인간/마우스 BCL6 (NP_001124317.1)의 아미노산 235-350에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 |
| 공급원     | 토끼(Rabbit)                                                           |
| 카테고리    | 단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)                                       |
| 응용      | FC (intra)                                                           |
| 교차 반응성  | 인간(Human)                                                            |
| SWISS   | P41182                                                               |
| 단백질 분자량 | 79kDa                                                                |
| 배송      | 아이스 팩(Ice bag)                                                       |