

## 토끼 항-인간 Bcl6 단일클론 항체, 세포 내 유세포 분석용 - P41182

품목 번호: CM0011162



### 소개

세포 내 유세포 분석용으로 검증된 인간 BCL6(SWISS P41182)에 대한 접합 토끼 단일클론 항체입니다. 배종심 생물학 및 전사 억제 연구에 이상적입니다. IVD 원료 조달을 위해 CamelBio에서 공급합니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 매개변수       | 사양                                                                            |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 제품명        | 토끼 항-인간 BCL6 mAb                                                              |
| 비고/별칭      | BCL5; LAZ3; BCL6A; ZNF51; ZBTB27                                              |
| 종          | 인간                                                                            |
| 유전자 ID(인간) | 604                                                                           |
| 유전자 ID     | 604                                                                           |
| 면역원        | 재조합 단백질: 인간/마우스 BCL6(NP_001124317.1)의 아미노산 235~350번에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 |
| 생산 숙주      | 토끼                                                                            |
| 분류         | 단일클론 항체                                                                       |
| 적용 분야      | FC(세포 내)                                                                      |
| 교차 반응성     | 인간                                                                            |
| SWISS      | P41182                                                                        |
| 단백질 분자량    | 79kDa                                                                         |
| 배송         | 아이스팩                                                                          |