

세포내 유세포 분석용 토끼 항인간 Bcl6 단클론 항체 - P41182

품목 번호: CM0009542



소개

세포내 유세포 분석용 고품질 토끼 항인간 BCL6 단클론 항체입니다. 생식중심 반응에 필수적인 전사 억제자인 인간 BCL6(79 kDa, P41182)을 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항인간 BCL6 mAb
비고/별칭	BCL5; LAZ3; BCL6A; ZNF51; ZBTB27
반응 종	인간
유전자ID (인간)	604
유전자ID	604
면역원	제조합 단백질; 인간/생쥐 BCL6 (NP_001124317.1)의 아미노산 235-350에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC (세포내)
교차 반응성	인간
SWISS	P41182
단백질 분자량	79kDa
배송 방식	아이스 팩