

Rabbit Anti-Human Btn3A1/2/3 Mab - O00481 / P78410 / O00478

품목 번호: CM0011732



소개

유세포 분석(FC)용 고품질 Rabbit anti-Human BTN3A1/2/3 단일클론항체. T-세포 활성화 및 면역 반응에 중요한 역할을 하는 인간 BTN3A1/2/3 (CD277)을 인식합니다. 면역학 연구 및 진단 개발에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Rabbit anti-Human BTN3A1/2/3 mAb
비고/별칭	BTf5; BT3.1; CD277; BTN3.1
종	인간
GeneID	11119/11118/10384
면역원	재조합 단백질: 인간 BTN3A1 (NP_008979.3)의 아미노산 470-630에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
카테고리	단일클론항체
응용	FC
교차 반응성	인간
SWISS	O00481/P78410/O00478
단백질 분자량	58kDa
배송	아이스백