

유세포 분석용 Abflo 488 접합 토끼 항-인간 C5Ar1/Cd88 단일클론항체 - P21730

품목 번호: CM0004526



소개

유세포 분석용으로 검증된 ABflo 488 접합 토끼 단일클론항체로 인간 C5AR1/CD88 (C5aR)을 표적합니다. ~39 kDa, 인간 반응성, 얼음 배송. 면역학 및 염증 연구용.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	토끼 항-인간 C5AR1/CD88 단일클론항체
비고/별칭	C5A; C5AR; C5R1; CD88
종 특이성	인간
유전자 ID (인간)	728
유전자 ID	728
면역원	인간 C5AR1/CD88 아미노산 1-100 영역에 해당하는 합성 펩타이드 (NP_001727.2)
항체원	토끼
분류	단일클론항체
적용 분야	유세포 분석
교차 반응성	인간
SWISS	P21730
단백질 분자량	39kDa
배송 조건	얼음 백