


토끼 항-인간 칼레티쿨린 단일클론 항체 (Fc (Intra)용) - P27797

품목 번호: CM0011279



소개

세포 내 유세포 분석(FC intra)에 적합한 고품질 접합 토끼 단일클론 항-인간 칼레티쿨린 항체입니다. 인간 샘플에 대해 검증되었으며, ER 샤페론 기능, 단백질 품질 관리 및 칼슘 항상성 연구에 이상적입니다. CamelBio를 통해 IVD 연구용으로 공급됩니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	토끼 항-인간 칼레티쿨린 mAb
비고/별칭	RO; CRT; SSA; cClqR; HEL-S-99n
종	인간
유전자 ID (인간)	811
유전자 ID	811
면역원	재조합 단백질
출처	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	FC (intra)
교차 반응성	인간
SWISS	P27797
단백질 중량	48kDa
배송	아이스팩