


유세포 분석용 Rabbit Anti-Human Calreticulin 단일클론 항체 - P27797

품목 번호: CM0004016



소개

세포내 유세포 분석용 인간 칼레티쿨린을 표적으로 하는 접합 토끼 단일클론 항체. 인간 샘플에서 단백질 접힘과 칼슘 신호 전달에 관여하는 소포체 샤페론인 칼레티쿨린 검출에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human Calreticulin mAb
비고/별칭	RO; CRT; SSA; cClqR; HEL-S-99n
종	인간
유전자 ID (인간)	811
면역원	인간 칼레티쿨린 (NP_004334.1)의 아미노산 335-417에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 용합 단백질
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	유세포 분석 (세포내)
교차 반응성	인간
SWISS	P27797
단백질 분자량	48kDa
배송	아이스백