


토끼 항인간 Car/Cxadr Mab (Fc용) - P78310

품목 번호: CM0011508



소개

유세포분석(FC)에 사용되는 토끼 항인간 CAR/CXADR 단클론 항체입니다. 세포 접착 및 바이러스 침입에 관여하는 40 kDa 콕사키바이러스 및 아데노바이러스 수용체인 인간 CXADR(CAR)을 인식합니다.

[자세히 알아보기](#)

제품명	토끼 항인간 CAR/CXADR mAb
비고/별칭	CAR; HCAR; CAR4/6
반응 종	인간
유전자 ID (인간)	1525
유전자 ID	1525
면역원	인간 CAR/CXADR(NP_001329.1)의 아미노산 20-237번 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	P78310
단백질 분자량	40kDa
배송 방식	아이스 팩