


Rabbit Anti-Human Car/Cxadr Mab - P78310

품목 번호: CM0008315



소개

로 접합된 인간 CAR/CXADR (P78310)을 표적하는 토끼 단일클론 항체. 유세포 분석법으로 검증됨. CAR은 세포 접착 분자 및 바이러스 수용체로 기능합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Rabbit anti-Human CAR/CXADR mAb
비고/별칭	CAR; HCAR; CAR4/6
종	인간
GeneID (Human)	1525
면역원	인간 CAR/CXADR (NP_001329.1)의 아미노산 20-237에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	단일클론 항체
응용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	P78310
단백질 분자량	40kDa
배송	아이스백