


Rabbit Anti-Human Car/Cxadr Monoclonal Antibody For Flow Cytometry - P78310

품목 번호: CM0007957



소개

플로우 사이토메트리에 대해 검증된 접합 토끼 단일클론 항체로, 인간 콕사키바이러스 및 아데노바이러스 수용체(CAR/CXADR)를 표적합니다. 세포의 도메인(aa20-237)의 에피토프를 인식합니다. 바이러스 진입, 세포 부착 및 상피 접합 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human CAR/CXADR mAb
비고/별칭	CAR; HCAR; CAR4/6
종	인간(Human)
GeneID (인간)	1525
GeneID	1525
면역원	인간 CAR/CXADR(NP_001329.1)의 아미노산 20-237에 해당하는 서열을 포함하는 제조용 융합 단일백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
응용	FC
교차 반응성	인간(Human)
SWISS	P78310
단백질 분자량	40kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)