


## 유세포 측정용 토끼 항인간 Casr 단클론 항체 - P41180

품목 번호: CM0009552



### 소개

유세포 측정용 이 접합된 토끼 단클론 항인간 CaSR 항체입니다. 인간 샘플에서 검증되었으며, 칼슘 항상성과 부갑상선 기능의 핵심 조절인자인 세포외 칼슘 감지 수용체를 검출합니다. 신장 및 면역학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

| 파라미터       | 값                                                                   |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| 제품명        | 토끼 항인간 CaSR mAb                                                     |
| 비고/별칭      | CAR; FHH; FIH; HHC; EIG8; HHCl; NSHPT; PCAR1; hCasR; GPRC2A; HYPOCl |
| 반응 종       | 인간                                                                  |
| 유전자ID (인간) | 846                                                                 |
| 유전자ID      | 846                                                                 |
| 면역원        | 인간 CaSR (NP_000379.3)의 아미노산 211-310 범위 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드           |
| 기원         | 토끼                                                                  |
| 카테고리       | 단클론 항체                                                              |
| 적용 분야      | FC (유세포 측정)                                                         |
| 교차 반응성     | 인간                                                                  |
| SWISS      | P41180                                                              |
| 단백질 분자량    | 121kDa                                                              |
| 배송 방식      | 아이스 팩                                                               |