


유세포측정용 토끼 항인간 Casr 단클론 항체 - P41180

품목 번호: CM0005698



소개

인간 CaSR(세포외 칼슘 감지 수용체)를 표적으로 하는 접합 토끼 단클론 항체로, 유세포측정에서 검증되었습니다. 칼슘 항상성 및 GPCR 신호 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항인간 CaSR mAb
비고/별칭	CAR; FHH; FIH; HHC; EIG8; HHC1; NSHPT; PCAR1; hCasR; GPRC2A; HYPOC1
반응 종	인간
유전자ID (인간)	846
유전자ID	846
면역원	인간 CaSR (NP_000379.3)의 아미노산 211-310 범위 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
유래	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC (유세포측정)
교차 반응성	인간
SWISS	P41180
단백질 분자량	121kDa
배송 방식	아이스 팩