

유세포 분석(세포내)용 Rabbit Anti-Human Ccd3 Mab - P07766

품목 번호: CM0010383



소개

세포내 유세포 분석용 인간 CD3E(CD3 엡실론)에 대한 접합 토끼 단일클론 항체. TCR 신호전달 및 적응면역에 중요한 23kDa T-세포 막 단백질을 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human cCD3 mAb
비고/별칭	T3E; TCRE; IMD18; CD3엡실론
종	인간
GeneID	916
면역원	인간 CD3E (NP_000724.1)의 아미노산 50-150 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용	FC (세포내)
교차 반응성	인간
SWISS	P07766
단백질 분자량	23kDa
배송	아이스백