


토끼 항인간 Cd100/Sema4D 단클론 항체 - Q92854

품목 번호: CM0005994



소개

인간 CD100/SEMA4D를 표적으로 하는 이 접합된 토끼 단클론 항체입니다. 면역형광염색 및 유세포분석에 적합하며 세마포린 신호 전달, 면역세포 응집 및 신경세포 이동 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항인간 CD100/SEMA4D 단클론 항체
비고/별칭	SEMA4D; C9orf164; CD100; M-sema-G; SEMAJ; coll-4; 세마포린-4D
종	인간
유전자ID (인간)	10507
유전자ID	10507
면역원	인간 세마포린-4D/CD100 (NP_006369.3)의 아미노산 22-734번 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질
유래	토끼
분류	단클론 항체
적용 분야	IF/ICC, FC
교차 반응성	인간
SWISS	Q92854
단백질 분자량	82kDa/96kDa
배송 방식	아이스 팩