


접합 토끼 유래 인간 Cd100/Sema4D 단일클론항체 (If/Icc, Fc용) - Q92854

품목 번호: CM0004358



소개

로 접합된, 인간 CD100/SEMA4D에 대한 토끼 유래 단일클론항체로, 면역형광법(IF/ICC)과 유세포분석법(FC)에 대해 검증되었습니다. 세마포린-4D 수용체 신호전달, 신경돌기 발달 및 면역세포 응집 연구에 적합합니다. 인간과 교차반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 유래 인간 CD100/SEMA4D 단일클론항체
비고/별칭	SEMA4D; C9orf164; CD100; M-sema-G; SEMAJ; coll-4; 세마포린-4D
종	인간
유전자 ID (인간)	10507
유전자 ID	10507
면역원	인간 세마포린-4D/CD100 (NP_006369.3)의 아미노산 22-734 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질
원산지	토끼
범주	단일클론항체
응용 분야	면역형광법/면역세포화학법(IF/ICC), 유세포분석법(FC)
교차 반응성	인간
SWISS	Q92854
단백질 분자량	82kDa/96kDa
배송	아이스백