

Rabbit Anti-Human Cd101/Igsf2 Monoclonal Antibody For If/Icc And Fc - Q93033

품목 번호: CM0004441

소개

이 토끼 단일클론 항체는 T세포 증식 억제제인 인간 CD101/IGSF2 (V7, EWI-101)를 표적으로 합니다. 면역학 연구 및 분석 개발에 있어 IF/ICC 및 유세포 분석에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Rabbit anti-Human CD101/IGSF2 mAb
비고/별칭	V7, IGSF2, EWI-101
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	9398
면역원(Immunogen)	인간 CD101/IGSF2 (NP_004249.2)의 아미노산 21-410에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
애플리케이션	IF/ICC, FC
교차 반응성	인간(Human)
SWISS	Q93033
단백질 분자량	115kDa
배송	아이스팩