

토끼 항인간 Cd101/Igsf2 단클론 항체 (If/Icc, Fc용) - Q93033

품목 번호: CM0011952

소개

면역형광법 및 유세포분석 응용분야를 위해 인간 CD101(IGSF2, V7)을 표적으로 하는 고품질 표지 토끼 단클론 항체입니다. T세포 증식 억제 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항인간 CD101/IGSF2 mAb
비고/별칭	V7; IGSF2; EWI-101
종	인간
유전자 ID (인간)	9398
유전자 ID	9398
면역원	인간 CD101/IGSF2 (NP_004249.2)의 아미노산 21-410에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
유래	토끼
카테고리	단클론 항체
응용분야	IF/ICC, FC
교차 반응성	인간
SWISS	Q93033
단백질 분자량	115kDa
배송	아이스 팩