

If/Icc, Fc용 Abflo 594 토끼 항-인간 Cd104/Integrin Beta-4 단일클론 항체 - P16144

품목 번호: CM0012631



소개

면역형광법(IF/ICC) 및 유세포 분석(FC)용으로 검증된, 인간 CD104/Integrin $\beta 4$ (ITGB4)에 대한 고품질 ABflo 594 접합 토끼 단일클론 항체입니다. 202kDa 단백질을 검출하며 인간과 교차 반응성을 보이고, 상피 세포 및 반결합체(hemidesmosome) 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	토끼 항-인간 CD104/Integrin $\beta 4$ mAb
비고/별칭	CD104; GP150; JEB5A; JEB5B
종	인간
GeneID (인간)	3691
GeneID	3691
면역원	인간 CD104/Integrin $\beta 4$ (NP_000204.3)의 611-710 아미노산 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질
출처	토끼
카테고리	단일클론 항체
응용 분야	IF/ICC, FC
교차 반응성	인간
SWISS	P16144
단백질 무게	202kDa
배송	아이스팩