

Rabbit Anti-Human Cd104/Integrin B4 Monoclonal Antibody For If/Icc, Fc - P16144

품목 번호: CM0010117



소개

접합 토끼 단일클론 항체(인간 Integrin $\beta 4$ [CD104, GP150] 대상). IF/ICC 및 FC 어플리케이션에 대해 검증되었습니다. 라미닌 수용체 및 반데스모섬(hemidesmosomes)의 구성 요소로 기능합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human CD104/Integrin $\beta 4$ mAb
비고/별칭	CD104; GP150; JEB5A; JEB5B
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	3691
GeneID	3691
면역원(Immunogen)	인간 CD104/Integrin $\beta 4$ (NP_000204.3)의 아미노산 611-710AA에 해당하는 서열을 포함하는 재조합-융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
어플리케이션(Application)	IF/ICC, FC
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	P16144
단백질 분자량(Protein Weight)	202kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)