

토끼 항인간 Cd104/인테그린 B4 단클론 항체 (If/Icc, Fc 용) - P16144

품목 번호: CM0004033



소개

이 접합 토끼 단클론 항체는 인간 CD104/인테그린 $\beta 4$ (SWISS: P16144)를 표적으로 하며 IF/ICC 및 FC 응용 분야에서 검증되었습니다. ITGB4의 세포외 도메인(aa 611-710)을 인식하며 상피세포 접착 및 신호 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항인간 CD104/인테그린 $\beta 4$ mAb
비고/별칭	CD104; GP150; JEB5A; JEB5B
종	인간
유전자ID (인간)	3691
유전자ID	3691
면역원	재조합 단백질 인간 CD104/인테그린 $\beta 4$ (NP_000204.3)의 아미노산 611-710AA에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
응용 분야	IF/ICC,FC
교차 반응성	인간
SWISS	P16144
단백질 분자량	202kDa
배송	아이스백