


토끼 항-인간 Cd105/Endoglin 단클론항체(Fc용) - P17813

품목 번호: CM0010997



소개

유세포 분석에 최적화된 결합 토끼 항-인간 CD105/Endoglin 단클론항체입니다. 혈관신생 및 내피세포 연구에서 엔도글린을 신뢰성 있게 검출할 수 있습니다. CamelBio에서 공급합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	토끼 항-인간 CD105/Endoglin 단클론항체
비고/별칭	ENG; END; HHT1; ORW1; endoglin
종	인간
GeneID	2022
면역원	인간 CD105/Endoglin의 아미노산 26-337에 해당하는 서열을 포함하는 재조합-융합 단백질(NP_001108225.1)
항체 유래	토끼
분류	단클론항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	P17813
단백질 중량	67kDa/70kDa
배송	아이스팩