

Rabbit Anti-Human Cd112/Nectin-2 Monoclonal Antibody For Flow Cytometry - Q92692

품목 번호: CM0010579



소개

접합 토끼 단일클론 항체로, 인간 CD112/Nectin-2를 표적하며 유세포분석법(Flow Cytometry)에 대해 검증되었습니다. Nectin-2는 T-세포 조절 인자 및 바이러스 진입 수용체이며, 면역종양학 및 바이러스학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human CD112/Nectin-2 mAb
비고/별칭	NECTIN2; CD112; HVEB; PRR2; PVRL2; PVRR2; nectin-2
종(Species)	Human
GeneID (Human)	5819
GeneID	5819
면역원(Immunogen)	인간 CD112/Nectin-2 (NP_001036189.1)의 아미노산 32-158 내 서열에 상응하는 재조합 단백질
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	Monoclonal Antibodies
응용(Application)	FC
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human
SWISS	Q92692
단백질 분자량(Protein Weight)	51kDa/57kDa
배송(Shipping)	Ice bag