

토끼 항-인간 Cd116 단일클론 항체(Fc용) - P15509

품목 번호: CM0011788



소개

인간 CD116(GM-CSF 수용체 α)에 대한 접합 토끼 단일클론 항체. 유세포 분석용으로 검증되었습니다. 조혈 세포 연구 및 수용체 발현 분석에 적합합니다. SWISS: P15509.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	토끼 항-인간 CD116 mAb
비고/별칭	GMR; CD116; CSF2R; SMDP4; CDw116; CSF2RX; CSF2RY; GMCSFR; CSF2RAX; CSF2RAY; alphaGMR; GMR-alpha; GMCSFR-alpha; GM-CSF-R-alpha
종	인간
유전자 ID	1438
면역원	인간 CD116의 재조합 단백질(NP_006131.2)
공급원	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	P15509
단백질 중량	46kDa
배송	아이스팩