


Rabbit Anti-Human Cd116 Monoclonal Antibody For Fc - P15509

품목 번호: CM0011170



소개

접합 토끼 단일클론 항체로, 인간 CD116(GM-CSF 수용체 알파 소단위)을 타겟으로 합니다. 유세포 분석(Flow cytometry)에 대해 검증되었으며, 조혈 세포의 증식, 분화 및 사이토카인 신호 전달을 연구하는데 사용됩니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human CD116 mAb
비고/별칭	GMR; CD116; CSF2R; SMDP4; CDw116; CSF2RX; CSF2RY; GMCSFR; CSF2RAX; CSF2RAY; alphaGMR; GMR-alpha; GMCSFR-alpha; GM-CSF-R-alpha
종 (Species)	Human (인간)
GeneID (Human)	1438
GeneID	1438
면역원 (Immunogen)	재조합 단백질 인간 CD116 (NP_006131.2)의 아미노산 23-320에 상응하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원 (Source)	Rabbit (토끼)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
애플리케이션 (Application)	FC (유세포 분석)
교차 반응성 (Cross Reactivity)	Human (인간)
SWISS	P15509
단백질 분자량	46kDa
배송 (Shipping)	아이스백 (Ice bag)