

유세포 측정법용 토끼 항인간 CD117/C-Kit 단클론 항체 - P10721

품목 번호: CM0004440



소개

유세포 측정법(FC)에서 검증된 토끼 항인간 CD117/c-Kit 단클론 항체입니다. 조혈 및 줄기세포 유지에 필수적인 수용체 타이로신 키나아제인 인간 CD117/c-Kit(SWISS P10721)을 인식합니다. 조혈 및 암 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항인간 CD117/c-Kit 단클론 항체
비고/별칭	PBT; SCFR; C-Kit; CD117; MASTC
종	인간
GeneID (인간)	3815
면역원	인간 CD117/c-Kit(NP_000213.1)의 아미노산 26-520에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	P10721
단백질 분자량	110kDa
배송	아이스 팩