

유세포분석용 토끼 항인간 CD117/C-Kit 단클론 항체 - P10721

품목 번호: CM0012326



소개

인간 CD117/c-Kit을 표적으로 하는 토끼 단클론 항체로, 유세포분석을 위해 으로 접합되었습니다. 재조합 세포외 도메인(aa 26-520)을 인식합니다. 인간 세포와 반응하며 조혈 줄기세포 및 비만세포 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항인간 CD117/c-Kit mAb
비고/별칭	PBT; SCFR; C-Kit; CD117; MASTC
종	인간
유전자 ID	3815
면역원	인간 CD117/c-Kit (NP_000213.1)의 26-520 아미노산을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용	FC
교차 반응성	인간
SWISS	P10721
단백질 분자량	110kDa
배송	아이스 팩