

Rabbit Anti-Human Cd119/Ifngr1 단일클론항체 (유세포 분석용) - P15260

품목 번호: CM0008019



소개

Rabbit anti-Human CD119/IFNGR1 단일클론항체는 유세포 분석(FC)용입니다. 주요 면역 조절자인 인간 인터페론 감마 수용체 1에 특이적입니다. 항바이러스, 항종양 및 감염병 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human CD119/IFNGR1 mAb
비고/별칭	IFNGR1; CD119; IFNGR; IMD27A; IMD27B; 인터페론 감마 수용체 1
종	인간
유전자 ID (인간)	3459
유전자 ID	3459
면역원	인간 CD119/IFNGR1의 아미노산 18-245에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질. (NP_000407.1).
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	FC (유세포 분석)
교차 반응성	인간
SWISS	P15260
단백질 분자량	21kDa/54kDa
배송	아이스백