

Rabbit Anti-Human Cd119/Ifngr1 단일클론항체, 유세포분석용 (Fc) - P15260

품목 번호: CM0010405



소개

인간 CD119/IFNGR1에 대한 로 접합된 토끼 단일클론항체. 유세포분석(FC)용으로 설계되었으며 재조합 단백질 면역원을 사용하여 검증됨. 연구용 전용 IVD 원료.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human CD119/IFNGR1 mAb
비고/별칭	IFNGR1; CD119; IFNGR; IMD27A; IMD27B; interferon gamma receptor 1
종	인간
유전자 ID	3459
면역원	인간 CD119/IFNGR1 재조합 단백질
원천	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	P15260
단백질 분자량	21kDa/54kDa
배송	아이스백