

토끼 항-인간 Cd119/Ifngr1 단일클론 항체, 유세포 분석용 - P15260

품목 번호: CM0012193



소개

유세포 분석(FC)용 결합 토끼 항-인간 CD119/IFNGR1 단일클론 항체. 세포의 도메인 AA 18-245를 대상으로 설계되었으며, 인터페론 감마 수용체 매개 면역 반응 연구에 적합합니다. - P15260

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	토끼 항-인간 CD119/IFNGR1 단일클론 항체
비고/별칭	CD119; IFNGR; IMD27A; IMD27B
종	인간
GeneID (인간)	3459
GeneID	3459
면역원	재조합 단백질 인간 CD119/IFNGR1의 아미노산 18-245에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질. (NP_000407.1).
숙주	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	P15260
단백질 분자량	21kDa/54kDa
배송	아이스팩