


Rabbit Anti-Human Cd11A Mab For Fc - P20701

품목 번호: CM0004945



소개

유세포 분석(FC)용 고품질 접합 토끼 항-인간 CD11a 단일클론 항체. LFA-1 알파 사슬(인테그린 알파-L), 핵심 백혈구 부착 수용체를 인식합니다. 인간 샘플에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human CD11a mAb
비고/별명	CD11A; LFA-1; LFA1A
종	Human
GeneID (Human)	3683
면역원	인간 CD11a (NP_002200.2)의 아미노산 26-340에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 용합 단백질
공급원	Rabbit
카테고리	Monoclonal Antibodies
응용	FC
교차 반응성	Human
SWISS	P20701
단백질 분자량	118kDa/129kDa/134kDa
배송	아이스 팩