


Rabbit Anti-Human Cd11A Mab - P20701

품목 번호: CM0004483



소개

유세포 분석용 Rabbit anti-Human CD11a 단일클론 항체. 면역 세포 상호작용에 관여하는 백혈구 접착 수용체인 인테그린 알파-L(LFA-1)을 표적합니다. 인간 샘플과 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Rabbit anti-Human CD11a mAb
비고/별칭	CD11A; LFA-1; LFA1A
종	인간
GeneID (Human)	3683
GeneID	3683
면역원	재조합 단백질; 인간 CD11a (NP_002200.2)의 아미노산 26-340에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
카테고리	단일클론 항체
응용 분야	FC (유세포 분석)
교차 반응성	인간
SWISS	P20701
단백질 분자량	118kDa/129kDa/134kDa
배송	아이스백