


Rabbit Anti-Human Cd11A Monoclonal Antibody For Fc - P20701

품목 번호: CM0004527



소개

유세포 분석(flow cytometry)에 대해 검증된 인간 CD11a (ITGAL, LFA-1)를 표적으로 하는 접합 토끼 단일클론 항체입니다. 백혈구 접착, 면역 시냅스 및 세포 용해 활성 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human CD11a mAb
비고/별칭	CD11A; LFA-1; LFA1A
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	3683
유전자 ID	3683
면역원(Immunogen)	재조합 단백질 인간 CD11a (NP_002200.2)의 아미노산 26-340에 상응하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	FC
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	P20701
단백질 분자량	118kDa/129kDa/134kDa
배송(Shipping)	아이스백(Ice bag)