


인간 Cd120B/Tnfrsf1B 토끼 단클론 항체 (유세포 분석용) - P20333

품목 번호: CM0006095



소개

인간 CD120b/TNFRSF1B (TNF-R2/p75)를 표적으로 하는 접합 토끼 단클론 항체입니다. 유세포 분석에서 검증되었으며 TNF 신호전달, 세포사멸 및 대사 조절 연구에 적합합니다.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	인간 CD120b/TNFRSF1B 토끼 단클론 항체
비고/별칭	p75; TBPII; TNFBR; TNFR2; CD120b; TNFR1B; TNFR80; TNF-R75; p75TNFR; TNF-R-II
반응 종	인간
유전자 ID (인간)	7133
유전자 ID	7133
면역원	인간 CD120b/TNFRSF1B (NP_001057.1)의 아미노산 23-257번 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
유래	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC (유세포 분석)
교차 반응성	인간
SWISS	P20333
단백질 분자량	28kDa/48kDa
배송 방식	아이스 팩