

Rabbit Anti-Human Cd131 Mab For Fc - P32927

품목 번호: CM0011672



소개

로 컨주게이트된 토끼 단일클론 항체로, 인간 CD131(CSF2RB/IL3RB/IL5RB), 즉 IL-3, IL-5 및 GM-CSF 수용체의 공통 베타 서브유닛을 표적으로 합니다. 유세포 분석(FC)에 대해 검증되었습니다. 조혈 및 사이토카인 신호전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human CD131 mAb
비고/별칭	CD131; IL3RB; IL5RB; SMDP5; CDw131; betaGMR
종	인간
GeneID (Human)	1439
GeneID	1439
면역원	인간 CD131의 아미노산 17-443에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질 (NP_000386.1)
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	P32927
단백질 분자량	97kDa
배송	아이스백