


토끼 항-인간 Cd134/Ox40 Mab (Fc용) - P43489

품목 번호: CM0007860



소개

인간 CD134/OX40(TNFRSF4)을 표적으로 하는 접합 토끼 단일클론 항체입니다. T세포 활성화 및 면역치료 연구에서 유세포분석(FC)용으로 설계되었으며, 인간 CD134에 특이적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	토끼 항-인간 CD134/OX40 mAb
비고/별칭	OX40; ACT35; CD134; IMD16; TXGPIL
종	인간
GeneID (인간)	7293
면역원	인간 CD134/OX40의 아미노산 29-216 서열에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_003318.1).
기원	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	P43489
단백질 분자량	29kDa
배송	아이스팩