

Rabbit Anti-Human Cd138/Syndecan-1 단일클론항체 (유세포 분석용) - P18827

품목 번호: CM0011364



소개

로 표지된, 인간 CD138 (Syndecan-1)을 표적하는 토끼 단일클론항체로 유세포 분석에 사용됩니다. 엑소좀 생합성 및 치아 발달에 관여하는 막관통 프로테오글리칸인 인간 신데칸-1에 특이적입니다. 암 및 엑소좀 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human CD138/Syndecan-1 mAb
비고/별칭	SDC; CD138; SYND1; syndecan
종 특이성	인간
GeneID (Human)	6382
면역원	인간 CD138/Syndecan-1 (NP_002988.4)의 아미노산 23-251에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
항체원	토끼
분류	단일클론항체
적용 분야	유세포 분석(FC)
교차 반응성	인간
SWISS	P18827
단백질 분자량	32kDa
배송 조건	아이스백