

유세포 분석용 Rabbit Anti-Human Cd138/Syndecan-1 단일클론 항체 - P18827

품목 번호: CM0009197



소개

인간 CD138(syndecan-1)을 표적하는 접합 토끼 단일클론 항체입니다. 유세포 분석법으로 검증되었습니다. 형질세포의 CD138 발현 검출, 엑소좀 연구 및 막 프로테오글리칸 연구에 이상적입니다. 인간과 교차 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human CD138 mAb
비고/별칭	SDC; CD138; SYND1; syndecan
종	인간
유전자 ID (인간)	6382
유전자 ID	6382
면역원	인간 CD138(NP_002988.4)의 아미노산 23-251에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	단일클론 항체
적용	FC
교차 반응성	인간
SWISS	P18827
단백질 분자량	32kDa
배송	아이스백