

Rabbit Anti-Human Cd13/Anpep Monoclonal Antibody For Flow Cytometry - P15144

품목 번호: CM0005667



소개

유세포 분석(Flow Cytometry)에 대해 검증된 접합 토끼 단일클론 항-인간 CD13/ANPEP 항체입니다.

CD13/ANPEP는 펩타이드 소화에 관여하는 아미노펩티다아제이자 HCoV-229E의 수용체입니다. 면역학 및 전염병 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human CD13/ANPEP mAb
비고/별칭	APN; AP-M; AP-N; CD13; LAP1; P150; PEPN; hAPN; GP150
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	290
면역원(Immunogen)	인간 CD13/ANPEP (NP_001141.2)의 아미노산 69-967에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 단백질/재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	FC
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	P15144
단백질 분자량	110kDa
배송(Shipping)	아이스백(Ice bag)