

유세포 분석용 Rabbit Anti-Human Cd13/Anpep 단일클론 항체 - P15144

품목 번호: CM0005755



소개

유세포 분석용 인간 CD13/ANPEP를 표적하는 접합 토끼 단일클론 항체입니다. 백혈구 및 종양 세포의 세포 표면 아미노펩티데이스 N을 검출합니다. 인간 반응성, 110kDa. 면역표현형 분석에 신뢰할 수 있습니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human CD13/ANPEP mAb
비고/별칭	APN; AP-M; AP-N; CD13; LAP1; P150; PEPN; hAPN; GP150
종	인간
GeneID (인간)	290
GeneID	290
면역원	인간 CD13/ANPEP (NP_001141.2)의 아미노산 69-967에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	단일클론 항체
적용 분야	유세포 분석(FC)
교차 반응성	인간
SWISS	P15144
단백질 분자량	110kDa
배송	아이스백