

유세포 분석용 토끼 항인간 Cd13/Anpep 단클론 항체 - P15144

품목 번호: CM0009788



소개

인간 CD13/ANPEP를 표적으로 하는 고품질 접합 토끼 단클론 항체로, 유세포 분석(FC)에서 검증되었습니다. 아미노산 69-967을 포함하는 재조합 단백질 면역원을 사용했습니다. 세포 표면에서 천연 입체구조를 인식합니다. 면역표현형 분석 및 진단 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항인간 CD13/ANPEP mAb
비고/별칭	APN; AP-M; AP-N; CD13; LAP1; P150; PEPN; hAPN; GP150
반응 종	인간
유전자ID (인간)	290
유전자ID	290
면역원	인간 CD13/ANPEP(NP_001141.2)의 아미노산 69-967에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 단백질/재조합 융합 단백질
유래	토끼
분류	단클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	P15144
단백질 분자량	110kDa
배송 방식	아이스 팩