

유세포 분석용 토끼 항인간 Cd13/Anpep 단클론 항체 - P15144

품목 번호: CM0004909



소개

인간 세포에서 발현되는 110 kDa 아미노펩티다아제 N(CD13)을 표적으로 하는 유세포 분석용 토끼 항인간 CD13/ANPEP 단클론 항체입니다. 혈관신생, 암 및 바이러스 감염 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항인간 CD13/ANPEP mAb
비고/별칭	APN; AP-M; AP-N; CD13; LAP1; P150; PEPN; hAPN; GP150
반응 종	인간
유전자 ID (인간)	290
유전자 ID	290
면역원	재조합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC (유세포 분석)
교차 반응성	인간
SWISS	P15144
단백질 분자량	110kDa
배송 방식	아이스팩